

## Tableau laboratoire flottation

Modèle de cellule	Nombre de cellule	Volume de cellule	Quantité de matériel
<b>CELLULE DE FLOTTATION</b> Denver	1 cellule	70 litres	14-35 kg
<b>CELLULE DE FLOTTATION</b> MQuinn Process	1 cellule	40 litres	8-20 kg
<b>CELLULE DE FLOTTATION</b> Metso	1 cellule	1,25 L - 2,5 L 5 L et 10 L	0,25-5 kg
<b>CELLULE DE FLOTTATION EN SÉRIE</b> Denver	4 cellules	10 litres	2-5 kg
<b>CELLULE DE FLOTTATION EN SÉRIE</b> Quinn Process	4 cellules	10 litres	2-5 kg
<b>COLONNE DE FLOTTATION</b> Canadian Process Technologies	1 cellule	36 litres	7,2-18 kg
<b>CELLULE DE FLOTTATION EN SÉRIE</b> <b>AVEC CONDITIONNEUR</b>	4 cellules	28 litres	5,6-14 kg

